



# МАССАЖЕР ZET-765

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	220V/50 Hz
Мощность	50W

Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.  
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

### ОПИСАНИЕ:

Проблемы со сном и холодные ноги зачастую являются следствием нарушения кровообращения. Судороги мышц, отеки ног и застои крови могут быть вызваны долгим сидением и нехваткой двигательной активности. И поэтому целенаправленный массаж оказывает положительное влияние на личное самочувствие и весь организм в целом.

Аппарат предложит вам релаксационный и тонизирующий массажи. При желании вы сможете поочередно переключать режимы, направляя сеанс в нужное русло. Скорость воздействия также переключается вручную, подбирая наиболее комфортный режим для вас.

Само воздействие представляет собой деликатное давление пальцами на всю поверхность стопы. Ролики точечного воздействия и смешанного, помогут вам снять напряжения и забыть про усталость.

### ОСОБЕННОСТИ:

1. Лёгкий в управлении
2. Съёмные чехлы для ног
3. 5 видов массажа
4. 3 режима интенсивности
5. Автоматические программы
6. Таймер

### УПРАВЛЕНИЕ:

Кнопка «POWER» - включение / выключение устройства.  
Кнопка «Таймер»- установка продолжительности массажа от 15 до 30 минут.

Кнопка «Auto Programm» - переход между 5 режимами массажа.  
Кнопка «Intensity» для управления интенсивностью массажа (слабый-средний-сильный). По умолчанию работает средний режим.  
Кнопка «Heat» - управление функцией нагрева.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
  - механические повреждения;
  - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
  - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
  - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
  - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель \_\_\_\_\_

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,  
Zenet GmbH  
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_