



МАССАЖЕР ZET-843

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	220V/60 Hz
Мощность	60W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная накидка оснащена массажными роликами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок расслабляют мышцы и устраняют их спазмы. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. Поверните регулятор питания «POWER» для включения массажёра. Последующее движения регулятора вправо увеличит интенсивность массажа, поворот в обратном направлении уменьшит интенсивность.
3. Переключатель «Neck» - массаж шейного отдела.
4. Переключатель «Back» - массаж спины.



5. Рубильник «I» и «II» активирует функцию вибромассажа.
6. Кнопка «HEAT» включает функцию нагрева.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____