

MACCAXEP ZET-810

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота 12V ~ 0,8 A Мощность 9,6W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET. Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ:

- 1.Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для вас время.
- 2.10 массажных моторов расслабляют спину и бедра.
- 3. Настройка вибрации 3 скоростями.
- 4.Простой в использовании ручной контроллер с сумкой для хранения.
- 5. Регулируемые ремни крепятся к вашему сиденью.
- 6.Успокаивающая термофункция в поясничном отделе для более глубокого проникновения.
- 7. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобильного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- 1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
- 2. Нажмите кнопку питания «POWER» и индикатор будет светится.
- 3. Кнопка «МОDE» предоставляет 5 разных программ на выбор.
- 4. Нажатие кнопки «HEAT», активирует функцию нагрева, и загорится соответствующий индикатор.
- 5. Нажатие кнопки «INTENSITY» для управление скоростью массажа (High / Medium / Low).
- 6. Кнопка «ТІМЕR» предоставляет возможность задать время массажа (15,30 и 60 минут)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации 1 год от даты продажи.
- 2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
- З. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
- механические повреждения;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
- дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
- дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов,

жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;

- используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель	Произведено в Китае для «ZENET» Германия, Zenet GmbH Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany
Дата продажи	
Магазин	
Подпись продавца	